



## Nettoyant désinfectant concentré - neoform® K plus

UGS : N / A

à partir de CHF 45.00



### Description

Le détergent désinfectant concentré liquide neoform® K plus s'utilise parfaitement pour le nettoyage manuel et la désinfection des appareils de protection respiratoire ou d'autres EPI par immersion. Il peut également être utilisé pour le traitement des combinaisons de protection chimique ou pour la désinfection de surfaces telles que les armoires de séchage, les surfaces de travail, etc. Le concentré est exempt de colorants et de parfums, ce qui évite les odeurs désagréables lorsque l'on porte l'EPI nettoyé. Ce qui est particulier, c'est que malgré un temps d'action court et un large spectre d'action, un excellent résultat de nettoyage et d'hygiène peut être obtenu en une seule étape.

Le désinfectant neoform® K plus présente une compatibilité totale avec les matériaux, ce qui garantit qu'aucun dommage ne surviendra sur les composants sensibles des EPI après le nettoyage.

### Caractéristiques :

Excellent pour le nettoyage manuel et la désinfection des appareils respiratoires par immersion.

Pas d'odeurs désagréables après l'utilisation en raison de l'absence d'additifs tels que des parfums.

Large spectre d'action et temps d'action court pour une performance de nettoyage optimale et une hygiène sûre

Compatibilité totale avec les matériaux pour la protection des composants hautement sensibles des appareils

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

respiratoires

En cas de changement de désinfectant, il faut impérativement veiller à ce qu'il n'y ait pas de mélange.

UGS	Contenu	Prix
4810272	Any Contenu	CHF 45.00 (CHF 48.65 TVA incluse)
3706150	Any Contenu	CHF 77.00 (CHF 83.25 TVA incluse)